

TECHNISCHES DATENBLATT

3514500 Clino® CR1 EM-GMP

Reinigungswagen für den Reinraum

**Individualisierung
auf Anfrage!**

Produktbeschreibung



Reinigungswagen mit Vorpräparationsmethode EasyMop GMP und Entsorgung für hochsensible Bereiche aus Edelstahl.

- Reinigungsmethode: Vorpräparationsmethode EasyMop GMP
- Höchste Effizienz und Prozesssicherheit im einstufigen Verfahren
- Gefertigt aus reinraumgeeignetem Edelstahl, alle Komponenten autoklavierbar
- Berührungsfreies Bedienkonzept
- Mit Entsorgungseinheit

**MADE IN
EUROPE**

ISO	3	4	5	6	7	8	9
GMP			A/B		C	D	

Produktspezifikationen

Artikelbezeichnung Artikelnummer	Clino® CR1 EM-GMP 3514500
Arbeitsmaß	61 x 53 x 70 cm
Ruhemaß	61 x 53 x 70 cm
Grundmodul	<ul style="list-style-type: none"> ○ Grundmodul (Reinraumgeeigneter Edelstahl) ○ High-End-Finish ○ Autoklavierbare Spezialrollen 100 mm
Arbeitsbereich	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2 Systemboxen EasyMop GMP mit Mop Jump System ○ 1 Gerätehalterung
Entsorgungsbereich	Einheit 1 x 35 L
Sterilität	Die Sterilität des Wagen ist abhängig von der Sterilität dessen Einzelteile. Unser Vertrieb hilft Ihnen gerne weiter!
Verpackungseinheit Verkaufseinheit	1 Stück 1 VE
Menge im Karton	1 Stück
Kartongröße Kartongewicht	78 x 61 x 106 cm 15.6 kg
Palettenmaß	80 x 123 x 182 cm
Zolltarifnummer	87168000
Ursprungsland	Deutschland
EAN-Nummer	4065237109007
Kompatibles Zubehör	Zu passendem Zubehör berät Sie unser Vertrieb gerne!

Industriesektoren



Montage



Hygiene



Diese Klassifizierung ist eine unverbindliche Empfehlung. Der Anwender muss die individuelle Eignung und Verträglichkeit für seinen individuellen Anwendungsbereich prüfen. Der Zustand des Materials ist regelmäßig zu überprüfen, beschädigte Produkte sind umgehend auszutauschen. Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen und Abweichungen vorbehalten.